

# CARPOFIT<sup>®</sup> DSG – Prothese



# Daumensattelgelenkprothese

Das **CarpoFit**® Daumensattelgelenksystem dient der Behandlung von Rhizarthrose und rheumatischer Arthritis. Herausragende Langzeitergebnisse zeigen den klinischen Erfolg der Prothese.



## Neuartige Gleitpaarung

Artikulation von keramischer TiNbN-Beschichtung mit PEEK-C



## Modular

Anpassung an anatomische Gegebenheiten



## Knochensparend

geringer Knochenabtrag im Os Trapezium durch kleinen Pfannendurchmesser



## Langzeitergebnisse<sup>1,2</sup>

15 Jahre Follow up  
95,6% Überlebensrate



## PressFit-Pfanne

gute Primärstabilität




## Rotationsstabil

hexagonales Schaftdesign

<sup>1</sup>2023; Joosten et al.; Ergebnisse von 560 implantierten Daumensattelgelenk-Endoprothesen über einen Zeitraum von 15 Jahren

<sup>2</sup>Daten basieren auf dem MoM-Design



walk with us

**implantcast GmbH**

Lüneburger Schanze 26  
21614 Buxtehude  
Deutschland

Tel.: +49 4161 744-0  
Fax: +49 4161 744-200

[info@implantcast.de](mailto:info@implantcast.de)  
[www.implantcast.de](http://www.implantcast.de)

CE 0482

