

ACTINIA® Hüftschaff

MDR-Zertifizierung



Primäres Hüftschachtsystem

ACTINIA® umfasst ein komplettes Sortiment an zementfreien und zementpflichtigen Hüftschachtimplantaten. Die doppelkonische Schaftform sorgt für eine gute Primärstabilität. Durch die abgeflachte Halsgeometrie wird die Range-of-Motion erhöht.



Erprobtes Design

- seit 2012 am Markt
- über 60.000 Implantationen



Größenspektrum

- 11 Größen standard
- 10 Größen lateralisiert



Raspelhandgriffe


- gerade
- GIS® (inkl. Specht-Version)
- Doppeloffset
- DAA GIS®



Material

- zfr.: implatan® TiAl_6V_4
- zpfl.: implavit® CoCrMo





walk with us

implantcast GmbH

Lüneburger Schanze 26
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel.: +49 4161 744-0
Fax: +49 4161 744-200

info@implantcast.de
www.implantcast.de

CE 0482

