

BICANA[®]

Hüftschaft



Primäres-/Revisions-Hüftschachtsystem

BICANA® umfasst ein komplettes Sortiment an zementpflichtigen Hüftschachtimplantaten für den Primär- und Revisionsfall. Der großflächige Kragen ermöglicht die physiologische Krafteinleitung und weist einen Resektionswinkel von 45° zur Femurachse auf.



Erprobtes Design

- seit 2008 am Markt
- über 27.700 Implantationen



Raspelhandgriffe

- gerade
- Doppeloffset
- GIS®



Größenspektrum

- Primär 8 bzw. 9 Größen
- Revision 126°: 9 Größen / 135°: 6 Größen



Material

- zpfl.: implavit® CoCrMo


Oberfläche
matt gestrahlt

physiologische Anteversion
von 5° im Kopf-Hals-Bereich
integriert

CCD-Winkel
117°
126°
126° + 10,5mm
135°

Verankerung
zementpflichtig

ic-Konus
12/14mm



walk with us

implantcast GmbH

Lüneburger Schanze 26
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel.: +49 4161 744-0
Fax: +49 4161 744-200

info@implantcast.de
www.implantcast.de

CE 0482

