

ECOFIT[®] Hüftschaff



Primäres Hüftschafftsystem

ECOFIT® umfasst ein komplettes Sortiment an zementfreien und zementpflichtigen Hüftschafftsimplantaten. Auch zementfreie Kurzschäfte gehören zum Portfolio. Durch verschiedene CCD-Winkel und Beschichtungsvarianten bietet sich eine Vielzahl an Versorgungsmöglichkeiten.



Erprobtes Design

- seit 2004 am Markt
- über 220.000 Implantationen



Kurzschaft

- um 35 mm gekürzte Variante des **ECOFIT®** Hüftschaffts 133°




Raspelhandgriffe


- gerade
- **GIS®** (inkl. Specht-Version)
- Doppeloffset
- DAA **GIS®**



Material

- zfr.: implan® TiAl_6V_4
- zpfl.: implan® CoCrMo





Oberfläche
zpfl.: hochglanzpoliert
matt gestrahlt

Beschichtung
zfr.: implaFix® cpTi
implaFix® Duo, cpTi + HA
zpfl.: TiN (optional für 138° Schaft)

CCD-Winkel
138° std. + lat.
133° std. + lat.
123° std.
Lateralisierung ohne Veränderung
des CCD-Winkels

ic-Konus
12 / 14 mm

walk with us

implantcast GmbH

Lüneburger Schanze 26
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel.: +49 4161 744-0
Fax: +49 4161 744-200

info@implantcast.de
www.implantcast.de

CE 0482

