


Full Pelvis Solution



Full Pelvis Solution

MUTARS® PRS



Indikation

Acetabuläre Knochendefekte



Verankerung

äquatoriales PressFit und
knochenseitige **EPORE®** Struktur



Schraubenoptionen

9 Bohrungen für Spongiosa
Schraube Flachkopf Ø 6,5mm
und 3 Bohrungen für
Spongiosa Schraube Ø 8mm



Größenspektrum

52 - 72 mm in
4 mm Schritten



MUTARS® PRS Stützring



Indikation

ausgeprägte acetabuläre
Knochendefekte



Kompatibilität

mit MUTARS® PRS




Varianten

kurze (5 Bohrungen) und lange
(10 Bohrungen) proximale Lasche



Schraubenoptionen

Bohrungen für Spongiosa
Schraube Flachkopf Ø 6,5 mm



EPORE[®]

Buttress & Shim Augmente



Indikation

Acetabuläre Knochendefekte



Kompatibilität

mit allen ic-Hüftpfannen

(nur **EPORE[®]** Buttress Augmente)



Schraubenoptionen

Bohrungen für Spongiosa

Schraube Flachkopf Ø 6,5 mm



Größenspektrum

EPORE[®] Buttress Augment:

4 Größen; **EPORE[®]**

Shim Augment: 3 Größen



ic-Restriktor Acetabulum



Indikation

Acetabuläre Knochendefekte



Design Feature

Gewinde für ein geführtes
Setzen des Implantates




Kompatibilität

mit allen ic-Hüftpfannen



Größenspektrum

3 Größen (26, 32, 38 mm)



Full Pelvis Solution


EPORE[®]

Acetabulum Spacer

8 mm



entfernbarer
Crunch Plugs



Indikation

Acetabuläre Defekte



Schraubenoptionen

Bohrungen für Spongiosa
Schraube Flachkopf Ø 6,5mm und
Spongiosa Schraube Ø 8mm





Kompatibilität

Mit allen ic-Hüftpfannen



Größenspektrum

26 Größen



Ziel

Überführung des uncontained Defekt in einen contained Defekt



Modulare Acetabulumfräserführung

zur Präparation der
EPORE® Acetabulumspacer



Kombinationen

Möglichkeit zur Einstellung
der Acetabulumspacerhöhen
(10, 15, 20)



Größenspektrum

modulare Acetabulumfräser-
führungen sind in den Größen
52, 56, 60, 64 und 68 mm
verfügbar

walk with us

implantcast GmbH

Lüneburger Schanze 26
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel.: +49 4161 744-0
Fax: +49 4161 744-200

info@implantcast.de
www.implantcast.de

CE 0482

